

sCMOS/EMCCD/InGaAs 検出器 年度末キャンペーン

(2025 年 12 月 ~ 2026 年 3 月末)

先着順
台数限定

高性能・高感度 sCMOS/EMCCD/InGaAs 検出器を
短納期・リーズナブルな価格で購入しませんか？

対象製品：ZL41 sCMOS 検出器



納期は製品により異なります。詳細はお問い合わせください。

特徴

低ノイズ・高速測定に最適
小型・軽量
グローバル・ローリング電子式シャッター

スペック

最大量子効率 82% (4.2P)
読み出しノイズ 1e- 以下
フルフレーム 最大 100fps

対象製品：Marana sCMOS 検出器

特徴

背面照射型 高性能・高感度 sCMOS カメラ
天文学・物理科学用

スペック

4.2M ピクセル / 32mm センサ (MARANA-4BV-11)
ペルチェ冷却 -45°C
高速分光モード 最大 24367fps(1 ライン)



対象製品：CB2 sCMOS 検出器



CB2 High Res (高解像度)

5328 x 4608 (24.5 M) ピクセル
2.74μm ピクセルサイズ

CB2 High Speed (高速)

7.1, 1.7, 0.5 M ピクセルの 3 種類
最大フルフレーム 1594 fps

CB2 UV (紫外測定用)

andor.oxinst.jp

お問い合わせ・お見積りは

info.andorjp@oxinst.com または TEL:03-6744-4703 まで

sCMOS/EMCCD/InGaAs 検出器 年度末キャンペーン

(2025 年 12 月～2026 年 3 月末)

先着順
台数限定

高性能・高感度 sCMOS/EMCCD/InGaAs 検出器を
短納期・リーズナブルな価格で購入しませんか？

対象製品：C-RED2 シリーズ InGaAs 検出器

特徴

SWIR 用 高速 InGaAs カメラ
天文学・物理科学用

スペック

640x512(0.3M) ピクセル / 12.3mm センサ
ペルチェ冷却 -15℃ (空冷) / -40℃ (水冷) (C-RED2)
長波長 C-RED2-ER(~ 1.9μ m / ~ 2.2μ m)

納期は製品により異なります。
詳細はお問い合わせください。



対象製品：iXon EMCCD 検出器



特徴

科学研究用高性能・高感度 電子増倍検出器
単光子感度・フォトカウンティングモード搭載
青色・UV 領域に感度のある iXon Blue

スペック

ピクセルサイズ 1024x1024(888) or 512x512(897)
ペルチェ冷却 -95℃ (888)/-100℃ (897)
フルフレーム 26fps(888)/56fps(897)

機種 (物理用)	キャンペーン概算価格 (税抜) ※
ZYLA-4.2P-USB3-S	¥2,510,000(定価)->¥2,000,000
ZYLA-5.5-USB3-S	¥2,000,000(定価)->¥1,590,000
MARANA-4BV6U	¥4,100,000(定価)->¥3,210,000
MARANA-4BV11	¥5,700,000(定価)->¥4,490,000
DU-897U-CS0-#BV	¥6,150,000(定価)->¥4,612,500
DU-888U3-CS0-#BV	¥7,300,000(定価)->¥5,512,500
PAC-CB2-CXP-V24	¥5,532,100(定価)->¥4,700,000
PAC-CR2-SSC	¥9,040,000(定価)->¥7,680,000

※ 2025 年 12 月時点での情報
※他機種についてはお問い合わせ下さい。
※数量限定のためキャンペーン終了となる
場合がございます

andor.oxinst.jp

お問い合わせ・お見積りは

info.andorjp@oxinst.com または TEL:03-6744-4703 まで